


Поликлональные Антитела Против Psme4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14997

Артикул: CM0016748



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PSME4 (PA200), валидированные в WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально подходят для изучения опосредованного протеасомой деградации гистонов, сперматогенеза и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PSME4 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	PA200; PSME4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23198
ID гена	23198
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1634-1843 человеческого PSME4 (NP_055429.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14997
Молекулярный вес белка	211кДа
Доставка	Сумка со льдом