


Кроличья Поликлональная Антитело Против Psmf1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92530

Артикул: CM0026747



введение

Кроличья поликлональная антитело против PSMF1, предназначенная для Вестерн-блота (WB), ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает PSMF1 человека, мыши и крысы. Субъединица ингибитора протеасомы PI31, играющая ключевую роль в регуляции функции протеасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSMF1 кроличья pAb
Примечания/Псевдонимы	PI31; PSMF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9491
ID гена	9491
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-271 PSMF1 человека (NP_006805.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92530
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодовая упаковка