


Поликлональное Антитело Anti-Psmg1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — 095456

Артикул: CM0017487



введение

Кроличье поликлональное антитело против шаперона сборки протеасомы 1 человека (PSMG1); валидировано для WB, IHC-P, ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сборки протеасомы и синдрома Дауна.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PSMG1
Примечания/синонимы	PAC1, DSCR2, PAC-1, C21LRP, LRPC21, PSMG1
Вид	Человек
GeneID	8624
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-288 человеческого PSMG1 (NP_003711.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	095456
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом