

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Psph Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P78330

Артикул: CM0030463



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческой фосфосеринфосфатазе (PSPH), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с белком человека, мыши и крысы. Для исследований биосинтеза серина. P78330.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к PSPH
Примечания/Алиасы	PSP; PSPHD; PSPH
Вид	Человек
ID гена (человек)	5723
ID гена	5723
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-225 человеческого белка PSPH (NP_004568.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78330
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник