

Кроличьи Поликлональные Антитела К Psrc1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q6Pgn9

Артикул: CM0025274

введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела к PSRC1 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий PSRC1, регулятор митотического веретена, участвующий в сегрегации хромосом. Подходят для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSRC1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DDA3; FP3214; PSRC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84722
GeneID	84722
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-215 человеческого PSRC1 (NP_001005290.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6PGN9
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом