


Анти-Pstpip1 Кроличья Поликлональное Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43586

Артикул: CM0026494



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PSTPIP1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения регуляции цитоскелета актина, активации Т-клеток и биологии инфламмасомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PSTPIP1 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	H-PIP; PAPAS; CD2BP1; PSTPIP; CD2BP1L; CD2BP1S; PSTPIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9051
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43586
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом