


Поликлональные Антитела Против Ptbp1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P26599

Артикул: CM0025402



введение

PTBP1 кроличье поликлональное антитело (P26599) детектирует PTBP1 человека, мыши и крысы в методах WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Данные поликлональные антитела нацелены на полипиримидиновый трек-связывающий белок 1 — ключевой регулятор альтернативного сплайсинга, незаменимый для исследований процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTBP1 кроличье pAb
Примечания/алиасы	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; PTBP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5725
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 PTBP1 человека (NP_114368.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26599
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Айс-пакет