


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ptpb2 Для Вестерн-Блоттинга, Ip, If И Ihc - Q9Uka9

Артикул: CM0005638



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PTPB2, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции и иммуногистохимии; реагирует с PTPB2 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований сплайсинга и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTBP2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	pPTB; PTBLP; brPTB; PTPB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	58155
ID гена	58155
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PTPB2 (Q9UKA9)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKA9
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом