

Поликлональные Антитела Против Ptc1 Для Wb, If/Icc, Elisa - 075127

Артикул: CM0021074

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PTC1, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Разработаны для исследований процессинга и регуляции митохондриальной тРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к PTC1
Примечания/Алиасы	PTC1
Вид	Человек
GenID	26024
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 435-537 человеческого PTC1 (NP_056360.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075127
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодильный пакет