

Поликлональное Антитело Anti-Ptch1 Для Wb, If-P, Elisa — Q13635

Артикул: CM0017882



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PTCH1, валидированное для WB, IF-P, ELISA. Реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения сигнального пути hedgehog, супрессии опухолей и транспорта холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело PTCH1
Примечания/синонимы	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5727
GeneID	5727
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 770–970 человеческого PTCH1 (NP_000255.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q13635
Молекулярная масса белка	161 кДа
Условия транспортировки	Хладагент