


Поликлональное Антитело Против Ptch1 Для Вб, Иф-П, Игх-П, Ифа — Q13635

Артикул: CM0013757



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PTCH1 — рецептора сигнального пути Хеджхога и опухолевого супрессора. Подходит для ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследования передачи сигналов и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTCH1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5727
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1214-1312 человеческого PTCH1 (NP_000255.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13635
Молекулярная масса белка	161 кДа
Доставка	Айс-пак