

Моноклональное Антитело Против Pten Для Вб, Ифа - P60484

Артикул: CM0002456



введение

Высококачественное мышиное моноклональное антитело, направленное против человеческого PTEN (P60484), подходит для вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с PTEN мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рака и изучения пути PI3K-AKT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное мкАТ против PTEN
Примечания/Алиасы	BZS; DEC; CWS1; GLM2; МНАМ; ТЕР1; ММАС1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Вид	Человек
ID гена (человек)	5728
ID гена	5728
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 204–403 человеческого PTEN (P60484))
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P60484
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом