

Моноклональное Антитело Против Pten Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — P60484

Артикул: CM0002449



введение

Валидированное на нокаутлируемых линиях кроличье моноклональное антитело к человеческому PTEN (P60484). Подходит для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, ELISA и IF/ICC. Реагирует с белком мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области онкологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Кроличье моноклональное антитело к PTEN
Примечания/Альтернативные названия	BZS, DEC, CWS1, GLM2, МНАМ, ТЕР1, ММАС1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, EN
Вид	Человек
ID гена	5728 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-403 человеческого PTEN (P60484)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реакция	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60484
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Айс-пак