

Моноклональное Антитело Против Pten Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P60484

Артикул: CM0004427



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PTEN (гомолог фосфатазы и тензина) для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Нацелено на С-концевую область (aa304-403). Идеально для исследований рака и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTEN Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BZS; DEC; CWS1; GLM2; МНАМ; ТЕР1; ММАС1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5728
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 304-403 человеческого PTEN (P60484)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60484
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом