

Поликлональное Антитело Против Pten Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60484

Артикул: CM0023151



введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело против PTEN (P60484), валидированное для ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает PTEN человека, мыши и крысы — ключевого антагониста PI3K-AKT и супрессора опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTEN Rabbit pAb
Примечания / Синонимы	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
Вид	Человек
ID гена (человек)	5728
ID гена	5728
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 190–304 человеческого PTEN (NP_000305.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60484
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Айс-бокс