

Кроличья Моноклональная Антитела Против Pten Для Вб - P60484

Артикул: CM0005445

введение

Валидированное по нокауту кроличье моноклональное антитело против PTEN для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, ИФ/ИКК, ИГХ-парафин и ИФА. Направлено на человеческий PTEN (P60484) с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходит для исследований в области онкологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное по KO] Кроличье мАнтитело PTEN
Примечания/Алиасы	BZS, DEC, CWS1, GLM2, МНАМ, ТЕР1, ММАС1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, PTENgama
Вид	Человек
ID гена (человек)	5728
ID гена	5728
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 304-403 человеческого PTEN (P60484)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60484
Молекулярная масса белка	20 кДа/47 кДа/65 кДа
Доставка	Холодильный пакет