


## Кроличья Поликлональная Антитела Против Pten Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P60484

Артикул: CM0014344



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к PTEN (P60484), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагируют с белком человека, мыши, крысы. Нацелены на опухолевый супрессор PTEN, дуальную специфичность фосфатазу, регулирующий путь PI3K/AKT.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличьи поликлональные антитела к PTEN (pAb)                                                                                    |
| Примечания/Альтернативные названия | BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN                                                         |
| Целевой вид                        | Человек                                                                                                                          |
| ID гена (Человек)                  | 5728                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого PTEN (NP_000305.3)  |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИЦХ), ИФА (ELISA) |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                             |
| SWISS                              | P60484                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 47 кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                |