

Поликлональные Антитела Против Ptgds Для Wb, If/Icc, Elisa - P41222

Артикул: CM0021596



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PTGDS (простагландин-D-синтазы липокалинового типа). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма простагландинов и ЦНС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTGDS кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	PDS; PGD2; PGDS; LPGDS; PGDS2; L-PGDS; PTGDS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5730
GeneID	5730
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-190 человеческого PTGDS (NP_000945.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41222
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом