

Поликлональные Антитела Против Ptges2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - Q9H7Z7

Артикул: CM0028306

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PTGES2 (mPGES-2), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для исследований метаболизма простагландинов и онкомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTGES2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GBF1; GBF-1; PGES2; C9orf15; mPGES-2; PTGES2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80142
ID гена	80142
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 88-377 человеческого PTGES2 (NP_079348.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H7Z7
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В ледяном пакете