

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ptgfr Для Wb - P43088

Артикул: CM0015074



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PTGFR (рецептор простагландина F2-альфа). Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований GPCR-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PTGFR Rabbit pAb
Примечания / псевдоним	FP; PTGFR
Вид	Человек
GeneID (человек)	5737
GeneID	5737
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P43088
Молекулярная масса белка	40 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом