


Поликлональное Антитело Против Ptgir Для Wb, Ihc-P, Elisa - P43119

Артикул: CM0019681



введение

Кроличье поликлональное антитело к PTGIR, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Распознает рецептор простаглицлина — ключевую мишень GPCR в исследованиях сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTGIR Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	IP; PRIPR; PTGIR
Вид	Человек
ID гена (человек)	5739
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 207-386 человеческого PTGIR (NP_000951.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43119
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С использованием хладагента