

Поликлональные Антитела Против Ptgr3/Zadh2 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q8N4Q0

Артикул: CM0020967



введение

Высокоэффективные кроличьи поликлональные антитела против PTGR3/ZADH2, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Распознают белок человека, мыши и крысы. Молекулярная масса 40 кДа. Подходит для исследований в области простагландинредуктазы и дифференцировки адипоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к PTGR3/ZADH2
Примечания/псевдонимы	PRG-3; ZADH2; PTGR-3; PTGR3/ZADH2
Вид	Человек
ID гена (человека)	284273
ID гена	284273
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 33-371 человеческого PTGR3/ZADH2 (NP_787103.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N4Q0
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодильный пакет