


Антитела Кролика Против Pth1R (Поликлональные) Для Wb, IHC-P, Elisa - Q03431

Артикул: CM0023291



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого PTH1R (рецептор паратиреоидного гормона 1), подходящие для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Идеальны для изучения сигналинга PTH/PTHrP и функции рецепторов в костях и почках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTH1R Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1, PTH1R
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5745
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-188 человеческого PTH1R (NP_000307.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03431
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом