


Поликлональное Антитело Против Pthlh Для Вб, Игк-П, Ифа — P12272

Артикул: CM0029100



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого PTHLH. Валидировано для ВБ, ИГК-П, ИФА, проявляет реактивность у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований развития костей, транспорта кальция и миграции раковых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTHLH кроличье пАнт
Примечания/Альясы	ННМ, PLP, BDE2, PTHR, PTHRP, PTHLH
Вид	Человек
ID гена (человек)	5744
ID гена	5744
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-175 человеческого PTHLH (NP_945316.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12272
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет