


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pthlh Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P12272

Артикул: CM0021257



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого PTHLH, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения белка, связанного с паратиреоидным гормоном, в биологии развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTHLH Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ННМ; PLP; BDE2; PTHR; PTHRP; PTHLN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5744
ID гена	5744
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-175 человеческого PTHLH (NP_945315.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12272
Молекулярный вес белка	20 кДа
Доставка	В ледяном пакете