


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ptk2B Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q14289

Артикул: CM0020322



введение

Изучите кроличью поликлональную антитело против PTK2B (FAK2/PYK2), валидированную для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует перекрестно с людьми, мышами и крысами. Для исследования сигналинга фокальной адгезионной киназы, миграции иммунных клеток и ремоделирования кости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTK2B Rabbit pAb
Примечания/Альясы	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; PTK2B
Вид	Человек
GeneID	2185
Иммуноген	Рекомбинантный белок слитя, содержащий последовательность аминокислот 780–1009 человеческого PTK2B (NP_004094.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14289
Молекулярная масса белка	116 кДа
Доставка	Айс-пак