


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ptk7 Для Wb, IHC-P, Ифа - Q13308

Артикул: CM0030150



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому РТК7/ССК4, валидированная для Вестерн-блота, ИНС-Р и ИФА.

Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PTK7 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ССК4; ССК-4; РТК7
Вид	Человек
GeneID (человек)	5754
GeneID	5754
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 811-1070 человеческого РТК7 (NP_002812.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИНС-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13308
Молекулярная масса белка	118 кДа
Доставка	Холодильный пакет