


Моноклональное Антитело Против Ptp1B Для Wb, Ihc-P, Elisa - P18031

Артикул: CM0007166



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого PTP1B, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для исследований сигнальных путей тирозинфосфатазы и стресса эндоплазматического ретикулула.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTP1B Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PTP1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	5770
GeneID	5770
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 281-435 человеческого PTP1B (NP_002818.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P18031
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом