


Поликлональное Антитело Против Ptp1B (Ptpn1) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P18031

Артикул: CM0018856



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PTPN1 (PTP1B), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA, перекрестно реагирующее с мышиным и крысиным белком. Полезно для изучения роли тирозинфосфатаз в ответе на стресс эндоплазматического ретикулума, передаче сигналов и клеточной миграции. Доставляется на льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPN1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PTP1B; PTPN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5770
GeneID	5770
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 281-435 человеческого PTPN1 (NP_002818.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18031
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	В пакете со льдом