

Поликлональные Антитела К Ptp4A2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12974

Артикул: CM0013878



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку человека РТР4А2 (PRL-2), тирозинфосфатазе, участвующей в прогрессировании опухолей и клеточном цикле. Подходят для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РТР4А2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	HN13; OV-1; PRL2; HN7-2; PRL-2; РТР4А; HU-PP-1; РТРСААХ2; ptp-IV1a; ptp-IV1b; РТР4А2
Вид	Человек
ID гена (человек)	8073
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-100 РТР4А2 человека (NP_536316.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12974
Молекулярная масса белка	19 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет