

Поликлональное Антитело Anti-Ptp4A3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - 075365

Артикул: CM0022633



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому PTP4A3 (PRL-3), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований метастазирования рака, пролиферации клеток и гипертрофии сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PTP4A3
Примечания/псевдонимы	PRL3; PRL-3; PRL-R; PTP4A3
Вид	Человек
GeneID	11156
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-148 человеческого PTP4A3 (NP_009010.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	075365
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом