


Моноклональное Антитело Против Ptip51/Rmdn3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Tc7

Артикул: CM0007346



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого РТІРІР51/РМДN3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к крысе. Подходит для изучения гомеостаза кальция, апоптоза и динамики митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РТІРІР51/РМДN3 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; РТІРІР51/РМДN3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55177
GeneID	55177
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого РТІРІР51/РМДN3 (NP_060615.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q96TC7
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	В пакете со льдом