


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ptpip51/Rmdn3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q96Tc7

Артикул: CM0027730



введение

Кроличья поликлональная антитело против РТPIР51/РMDN3, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реактивность с человеком, мышью и крысой. Подходит для изучения гомеостаза кальция, апоптоза и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPIP51/RMDN3 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; РТPIР51/РMDN3
Вид	Человек
ID гена	55177
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 171-470 человеческого РТPIР51/РMDN3 (NP_060615.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96TC7
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом