


Поликлональные Антитела Против Ptpn1 Для Wb, Elisa - P18031

Артикул: CM0023718



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела, направленные против PTPN1 (PTP1B). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестно реагируют с человеческими и крысиными образцами. Обнаруживают белок массой 50 кДа. Идеально подходят для изучения сигнальных путей тирозинфосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] PTPN1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	PTP1B; N1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5770
ID гена	5770
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 281-435 человеческого PTPN1 (NP_002818.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P18031
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	С холодильным пакетом