

Поликлональное Антитело Anti-Ptpn13 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q12923

Артикул: CM0016272



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PTPN13 (FAP-1/PTPL1), тирозиновую фосфатазу, участвующую в апоптозе и передаче сигналов PI3K. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PTPN13
Примечания/синонимы	PNP1; FAP-1; PTP1E; PTPL1; PTPLE; PTP-BL; hPTP1E; PTP-BAS; PTPN13
Вид	Человек
GeneID (человек)	5783
GeneID	5783
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-500 человеческого PTPN13 (NP_542416.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12923
Молекулярная масса белка	277 кДа
Доставка	Хладагент