


Поликлональное Антитело Против Ptpn2 (Валидировано Ko) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P17706

Артикул: CM0022048



введение

Валидированное методом КО кроличье поликлональное антитело против человеческого PTPN2 (TCPTP), подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Участвует в передаче сигнала в Т-клетках, регуляции цитокинов и поддержании гомеостаза глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] PTPN2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PTN2; RTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; N2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5771
GeneID	5771
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-353 человеческого PTPN2 (NP_536348.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17706
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом