


Анти-Ptpn2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P17706

Артикул: CM0019101



введение

Поликлональные антитела кролика PTPN2 (TCPTP), валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA у человека, мыши, крысы. Нацелены на ключевую фосфатазу в путях передачи сигналов иммунитета и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPN2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; PTPN2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5771
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-353 человеческого PTPN2 (NP_536348.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17706
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом