


Анти-Ptpn23 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9H3S7

Артикул: CM0030278



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого PTPN23 (HD-PTP). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для исследований эндосомального сортирования и цитогебеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPN23 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HDPTP; HD-PTP; NEDBASS; PTP-TD14; PTPN23
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25930
GeneID	25930
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3S7
Молекулярный вес белка	179кДа
Доставка	Сумка со льдом