


## Поликлональные Антитела Против Rtpn3 Для Вб И Ифа - P26045

Артикул: CM0026666



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого RTPN3 (RTPN1), валидированные для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают эндогенный RTPN3 в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения динамики мембрано-цитоскелета и фосфатазной активности.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                |
|---------------------------|-------------------------|
| Название продукта         | RTPN3 кроличьи пАт      |
| Примечания/синонимы       | RTPN1; RTP-N1; RTPN3    |
| Вид                       | Человек                 |
| GeneID (человек)          | 5774                    |
| GeneID                    | 5774                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок    |
| Источник                  | Кролик                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела |
| Применение                | ВБ, ИФА                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса    |
| SWISS                     | P26045                  |
| Молекулярная масса белка  | 104 кДа                 |
| Доставка                  | Холодовый пакет         |