


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ptpn4 (Ptpmeg) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P29074

Артикул: CM0028618



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PTPN4 (PTPMEG), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения фосфатазной сигнализации, иммунитета и нейронального гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPN4 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	MEG; PTPMEG; PTPMEG1; PTPN4
Вид	Человек
GeneID (человек)	5775
GeneID	5775
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого PTPN4 (NP_002821.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29074
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом