


Поликлональное Антитело Anti-Ptprb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P23467

Артикул: CM0028579



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PTPRB (VE-PTP), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Ключевой регулятор ремоделирования кровеносных сосудов и ангиогенеза; идеально для исследований биологии эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPRB Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	PTPB; HPTPB; VEPTP; HPTP-BETA; R-PTP-BETA; PTPRB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5787
GeneID	5787
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1173-1260 человеческого PTPRB (NP_002828.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23467
Молекулярная масса белка	224 кДа
Доставка	В пакете со льдом