

Поликлональное Антитело Против Ptprd Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P23468

Артикул: CM0016433



введение

Кроличье поликлональное антитело к PTPRD, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для нейробиологических исследований синаптической дифференцировки и сигнального пути рецепторной тирозин-фосфатазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPRD Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
Вид	Человек
ID гена (человек)	5789
ID гена	5789
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1100-1265 человеческого PTPRD (NP_002830.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23468
Молекулярная масса белка	215 кДа
Доставка	С холодильным элементом