


Поликлональное Антитело Против Ptprd Для Wb, Ihc-P, Ифа — P23468

Артикул: CM0028949



введение

PTPRD кроличье поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блота, ИHC-P и ИФА. Обнаруживает рецепторную тирозинпротеинфосфатазу дельта человека и мыши — ключевой регулятор нейронной синаптической дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPRD кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	НРTP; РTPD; НРTPD; НРTPDELTA; РРTPDELTA; R-PTP-delta; РTPRD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5789
GeneID	5789
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков с 475 по 574 человеческого РTPRD (NP_002830.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P23468
Молекулярная масса белка	215 кДа
Доставка	Айс-пакет