


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ptprn2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q92932

Артикул: CM0014462



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого PTPRN2 (IA-2beta, phogrin), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований секреции и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к PTPRN2
Примечания/алиасы	IAR; ICAAR; PTPRP; IA-2beta; R-PTP-N2; PTPRN2
Вид	Человек
GeneID	5799
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-242 человеческого PTPRN2 (NP_570858.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92932
Молекулярная масса белка	111 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом