


Моноклональное Антитело Против Ptprr Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q15256

Артикул: CM0002821



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому PTPRR (рецепторная тирозин-протеинфосфатаза R), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходит для исследований сигнального пути MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPRR кроличье мкАт
Примечания/синонимы	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Вид	Человек
ID гена (человек)	5801
ID гена	5801
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого PTPRR (Q15256)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q15256
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодовой пакет