


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ptprr Для Wb, Elisa - Q15256

Артикул: CM0015116



введение

Поликлональное кроличье антитело к PTPRR, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с человеческим и крысиным белком. Нацелено на рецепторную тирозин-протеинфосфатазу R, регулятор MAPK. Идеально подходит для исследований сигнальных путей и фосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PTPRR
Примечания/синонимы	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5801
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-227 человеческого PTPRR (NP_002840.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q15256
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Пакет со льдом