

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Ptpu Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92729

Артикул: CM0031004



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PTPRU (рецепторную тирозин-протеинфосфатазу U). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для изучения клеточной адгезии, пролиферации и целостности эпителия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTPRU Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FMI; PTP; PCP-2; PTP-J; PTPRO; PTPU2; PTP-PI; PTP-RO; PTPPSI; hPTP-J; R-PTP-U; R-PTP-PSI; PTPRU
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10076
GeneID	10076
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PTPRU (NP_005695.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q92729
Молекулярная масса белка	162 кДа
Доставка	В пакете со льдом