


Анти-Ptrf Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Nzi2

Артикул: CM0019007



введение

PTRF (Cavin-1) кроличий поликлональный антитело, валидированный для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований формирования кавеол, биологии адипоцитов и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTRF кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CGL4, PTRF, CAVIN, FKSG13, cavin-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	284119
ID гена	284119
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-280 человеческого PTRF (NP_036364.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6Nzi2
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Сумка со льдом