

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ptrh1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Y79

Артикул: CM0016199

введение

PTRH1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного белка PTRH1 человека, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на пептидил-ТРНК гидролазу, участвующую в контроле качества, ассоциированном с рибосомой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTRH1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	Ptrh1; C9orf115; PTRH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	138428
GeneID	138428
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-214 белка PTRH1 человека (NP_001002913.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86Y79
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом