

Поликлональные Антитела Против Ptrh2 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа - Q9Y3E5

Артикул: CM0028239



введение

Кроличьи поликлональные антитела к PTRH2 (BIT1/PTRH2) для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживают PTRH2 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований апоптоза и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PTRH2 кроличье пАб
Примечания/синонимы	PTH; BIT1; PTH2; PTH 2; CFAP37; IMNEPD; CGI-147; PTRH2
Вид	Человек
ID гена (человек)	51651
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 40-179 PTRH2 человека (NP_057161.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y3E5
Молекулярная масса белка	19кДа
Доставка	Айс-бокс